

RD-300型智能消解仪

RD-300数控消解仪，与RD-800型相比，是一款便携、可电池供电的消解仪器。RD-300型便携式消解仪采用两种供电模式，一是220VAC供电，仪器自带AC220V转DC12V电源模块。一是12VDC供电，可使用车载12V电源供电，或选配可充电锂电池，容量大寿命长，至少连续工作4小时，方便用户野外检测。



典型应用

广泛用于环保、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测

仪器特点

- 结构紧凑，同一温度下同时进行4个样品消解反应
- 采用智能温控算法，温控稳定精度高，环境适应性强
- 采用高精度温度传感器，测温稳定，温度偏差小
- 消解时间0-120分钟任意设定，并有消解结束提示音，操作简单

规格参数⁽¹⁾

项目	规格
温度设定范围	室温至 180℃
控温精度	±0.1℃
温度公差	±1℃
升温时间	<15分钟
计时范围	1-120分钟
消解样品数	最多4个
供电电源·功耗	DC 12V/10A
使用环境温度	-5~38℃
尺寸	W110 × D170 × H125 mm
重量	918 g

备注：(1)随着技术持续更新，技术参数不断变更，请保持关注

订购信息

货号	产品型号	产品描述
50630	RD-300	RD-300 型智能消解仪（不含锂电池）
50632	INR18650	RD-300配套锂电池