

RD-800型智能消解仪

RD-800型数控消解仪（加热器）是消解水质COD、总磷、总氮等的理想设备，依据国家最新环保行业标准精心研制，仪器外壳采用当代流行的模具化防腐蚀性材质设计而成，应用数字化大屏幕中文液晶显示界面技术；采用热传导性能优异的铝块制作加热块，加热既迅速又均匀。



典型应用

广泛用于环保、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测

仪器特点

- 升温速度快
- 温度恒定均匀
- 操作简单
- 稳定可靠

规格参数⁽¹⁾

项目	规格
温度设定范围	室温至 200°C
控温精度	±1°C
升温时间	<10分钟
计时范围	1-199分钟
消解样品数	最多12个
供电电源	AC/220V/50Hz, 功率 600W
使用环境温度	-5~38°C
尺寸	W350 × D210 × H130 mm
重量	2.5 Kg

备注：(1)随着技术持续更新，技术参数不断变更，请保持关注

订购信息

货号	产品型号	产品描述
50612	RD-800	RD-800 型智能消解仪